



CANAL + EDTA geel juurekanali ettevalmistamiseks

Näidustused

Juurekanali ettevalmistamine.

Instrumenti libestamine.

Vastunäidustused

Allergia toote mistahes koostisosa vastu.

Pakend

5 g süstal + 5 aplikaatori otsa

Koostis

Vesilahustuv lubrikant, edeethape (EDTA), karbamiidperoksiid

Omadused ja eelised

- Vees lahustuv libestusgeel.
- CANAL PLUS haakub instrumenti külge ja lihtsustab mehaanilisi ettevalmistusi.
- Libestab juurekanali, lihtsustab endodontilise instrumenti läbitavust juurekanalis ning muudab kanali kuju vormimise tõhusamaks.
- Muudab mehaanilise puhastamise lihtsamaks ja kiiremaks, sest edeethape EDTA kelaatub dentiini mineraalkomponentidega.
- Kui kasutada koos Parcan loputuslahusega, lihtsustab juurekanalite puhastamist tänu karbamiidperoksiidi käärivatele omadustele.

Kasutusjuhend

1. Katke kasutatav instrument libestamiseks CANAL PLUS geeliga.
2. Laiendage kanal soovitud suuruseni.
3. Loputage naatriumhüpokloriidi lahusega (Parcan).

OPERATSIOONITEHNIKA

1. Pulbikamber

- Isoleerige ravitav hammas kasutades kofferdami.
- Avage pulbikamber tavapärasel viisil.
- Ühendage aplikaatori ots CANAL PLUS-i süstlaga.
- Kandke peale CANAL PLUS.
- Pulbi jääkide eemaldamiseks ja juurekanali(te) sissepääsu vabastamiseks loputage naatriumhüpokloriidi lahusega (Parcan).
- Eemaldage kambrist vedelik kasutades süljeimurit (aspiraatorit).

2. Juurekanal

CANAL PLUS-i kasutamine varieerub sõltuvalt ettevalmistatava juurekanali anatoomilistest iseärasustest. Igal juhul tuleb vältida juurekanali instrumentidega (reameriga) laiendamisel ebaõiget töösuunda. Laiade ja suhteliselt sirgete juurekanalite ettevalmistamiseks saab CANAL PLUS-i kasutada alates esimesest instrumendinumbrist. Kitsaste, kaltsifitseerunud

ja/või ebaregulaarse kujuga kanalite korral võib enne CANAL PLUS-i aplitseerimist olla vajalik hinnata kanali pikkus ja kuju ning laiendada kanalid suhteliselt suureks. Töö lihtsustamiseks peab instrumentidele olema eelnevalt antud kõver kuju ja need peavad olema stopperiga varustatud.

Katke ettevalmistatud instrument CANAL PLUS-iga ja toimige tavapärasel viisil; seejärel loputage naatriumhüpokloriidi lahusega (Parcan), kuivatage ja täitke kanal tavapärasel viisil.

Olulised märkused

Võimalusel lõpetage geeli kasutamine enne kõige laiema instrumendi kasutamist.

Kuigi vahend on vees hästi lahustuv, veenduge alati, et juurekanalisse ei jää CANAL PLUS-i jääke.

CANAL PLUS-i ei jäeta kanalisse kunagi vahepanuseks!

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

- Xn – Kahjulik (sisaldab vesinikperoksiidi).
- Kahjulik allaneelamisel.
- Silmade kahjustamise tõsine oht. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
- Kanda silmade/näokaitset.
- Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja selle pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Säilitamine:

Hoida jahedas (temperatuuril 2 °C kuni 8 °C)

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis

Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com