



**DETARTRINE, DETARTRINE Z,  
DETARTRINE 100ZF, DETARTRINE 150Z**

Profülaktilised pastad hammaste puhastamiseks ja poleerimiseks

**Näidustused**

- Hambakivieemaldajaga töödeldud pindade viimistlemine
- Plekkide (toidu-, joogi- ja tubakajäljed) eemaldamine
- Täidiste peenpoleerimine

**Vastunäidustused**

DETARTRINE-i profülaktilised pastad on vastunäidustatud patsientide puhul, kellel on teadaolev allergia ühe või mitme pastakoostisosaga vastu.

**Pakend**

45 g purgis  
150 g purgis  
65 ml tuubis

**Koostis**

**Detartrine Z**

Ränidioksiid	43,44 g
Pulbriline tsirkooniumsilikaat	13,50 g
Formaldehüüdi 35% lahus	0,10 g
Abiained kuni	100,0 g

**Detartrine**

Ränidioksiid	55,0 g
Abiained kuni	100,0 g

**Omadused ja eelised**

**DETARTRINE** poleerimispastad on saadaval kasutusvalmis kujul hammaste profülaktiliseks hoolduseks, hammaste puhastamiseks (hambakivi eemaldamiseks), joogi-, toidu- ja tubaka mõjul tekkinud värvimuudatuste eemaldamiseks ning hambapinna ja täidiste poleerimiseks.

- **DETARTRINE ja DETARTRINE Z** on meeldiva maitsega roosad pastad.

Mehaanilise abrasiivse toime aluseks on pastas sisalduv ränidioksiid, mis muudab võimalikuks hambakivi täieliku eemaldamise pärast töötlemist ultraheli- või käsieemaldajaga, põhjustamata seejuures hambaemaili erosiooni.

DETARTRINE koostisesse kuuluvad eeterlikud õlid tagavad värskustunde, mida patsiendid väga hindavad. Lisaks on eeterlikel õlidel ka kergelt rahustav toime leevendades mehaanilisest puhastamisest tekkida võivat tundlike igemete ärritust.

DETARTRINE Z sisaldab tsirkooniumiosakesi. Need osakesed on kui lamedad kraabitsad, millel on väga teravad ja kõvad servad. Pasta hõõrumisel vastu karedat pinda lihvivad osakeste servad maha ebatasasused.

- **DETARTRINE 100ZF ja DETARTRINE 150Z, tuubis**

Tuubis olev DETARTRINE võimaldab hügieenilisemat ja täpsemat paigutamist.

Seda, kui abrasiivset mõju avaldab aine dentiinile, näitab abrasiivsuse näitaja (RDA). Saadaval on 2 abrasiivsustasemega pastat nii fluoriidi sisaldava kui ka fluoriidivaba koostisega, et täita kõiki kliinilisi vajadusi: jämedateraline, väga abrasiivne (RDA 150, fluoriidivaba koostis) ja keskmise abrasiivsusega (RDA 100, sisaldab fluoriidi).

- DETARTRINE 150Z (roosa) – sisaldab tsirkooniumi.  
RDA 150: väga abrasiivne, tugevate välispinna plekkide eemaldamiseks, sobib ideaalselt esmaseks poleerimiseks ning patsientidele, kellel on tugevalt pigmenteerunud hambad.
- DETARTRINE 100ZF (valge) – sisaldab nii tsirkooniumi kui ka fluoriidi.  
RDA 100: keskmise abrasiivsusega, sobib enamikuks puhastamis- ja poleerimistoiminguteks, aitab samas kaasa hambapindade remineraliseerimisele.
- Võib kasutada koos FixyDap™-iga: lihtsalt kasutatav profülaktilise pasta hoidik, mille saab tänu iseklepuvale alaküljele hõlpsalt kindale või Detartrine'i tuubide kandikule kinnitada.

Pastad DETARTRINE 150Z ja DETARTRINE 100ZF võimaldavad tänu tsirkooniumi sisaldusele eemaldada mehaaniliselt joogi-, toidu- ja tubakajälgi ning poleerida manuaal- või ultraheliinstrumentide kasutamisest põhjustatud pinna ebatasasusi ilma emaili kahjustamata. Pastades DETARTRINE 100ZF sisalduv fluoriid lisab hambakivi eemaldamise käigus paljastunud emaili pindmiselt fluoriidi, kaitseb kemikaalide eest ja vähendab pärast hambakivi eemaldamist sageli ilmnevat ülitundlikkust.

## **PROFESSIONAALNE PROFÜLAKTILINE PUHASTAMINE**

Katt ja hambakivi tekitavad põletikku, mis võib põhjustada taastuvaid ja pöördumatuid parodontaalse koe muudatusi. Katu ja hambakivi regulaarne ja tõhus eemaldamine toimub manuaalsete või ultraheliinstrumentidega.

Pärast seda tuleb teha viimistlev poleerimine, et lükata edasi hambakatu kogunemist ja eemaldada olemasolevaid joogi-, toidu- või tubakajälgi. Poleerimiseks kasutatakse otsikut koos poleerimispastaga kaetud harjaga.

Hambakivi eemaldamine, hammaste puhastamine ja poleerimine tagavad hambapinna täieliku profülaktilise hoolduse.

Hammaste täielik profülaktiline hooldus algab abrasiivpastaga ja lõpeb vähemabrasiivse pastaga, mis sisaldab fluoriidi.

Profülaktilise ravi lõpetamiseks on soovitatav teha tavapärase fluoriidiravi (geel, lakk, hape).

### **Kasutusjuhend**

DETRARTRINE purgis:

- Võtke pastat purgist alati puhta spaatliga ja asetage poleerimiskettale.

DETRARTRINE tuubis:

- Kasutage toote paigaldamiseks otsakummi või -harja.

### **Märkus:**

- Suud võib loputada protseduuri ajal või järel.
- Sulgege tuub/ purk pärast kasutamist tihedalt.

## **Olulised märkused**

### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel**

- Võimalik allergiline reaktsioon formaldehüüdile.
- Kandke protseduuri ajal sobivaid kaitseriideid ja -kindaid.

*Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis*

**Tootja:** Septodont (Prantsusmaa) [www.septodont.com](http://www.septodont.com)