



## SEPTOFIL CORD

Impregneerimata kootud retraktsiooniniit gingivaalseks retraktsiooniks

### Näidustused

Vaba igeme retraktsioon hamba ettevalmistamise, restauratsiooni katsetamise, jäljendite võtmise ja lõpliku tsementeerimise või kinnitamise ajal.

### Pakend

- Pudel, varustatud jaotur-stopperiga, sisaldab 2,5 meetrit ülipeenikest keelikut.
- Pudel, varustatud jaotur-stopperiga, sisaldab 2,5 meetrit peenikest keelikut.
- Pudel, varustatud jaotur-stopperiga, sisaldab 2,5 meetrit keskmist keelikut.
- Pudel, varustatud jaotur-stopperiga, sisaldab 2,5 meetrit jämedat keelikut.

### Koostis

Puuvillane retraktsiooniniit.

### Omadused ja eelised

- Nelja eri läbimõõduga puuvillased niidid, mis vastavad kõikidele kliinilistele vajadustele.
- Silmkoeline struktuur mõjub mehaaniliselt tõhusamalt vabale igemele.
- Täiustatud imamisvõime adstringeeriva lahuse jaoks.

### Kasutusjuhend

Mõningate hambaraviprotseduuride jaoks (näiteks jäljendi võtmine) on tarvis iget ajutiselt hambast eemale lükata, asetades retraktsiooniniit igemetaskusse (sulcus).

SEPTOFIL retraktsiooniniidi teostatakse igeme mehaaniline retraktsioon, mis võimaldab ajutiselt avada igemevaio, et võtta jäljendeid ja teostada mõningaid hambaravi operatsioone.

Kui gingivaalset retraktsiooni on vaja teostada mitmel hambal, tuleb seda teostada kõikidel hammastel eraldi.

- Tõmmake pudelist vajaliku pikkusega retraktsiooniniit: hamba ümbermõõt võib varieeruda 2 kuni 7cm.
- Võtke pudelist alati retraktsiooniniiti väikese varuga.
- Kandes retraktsiooniniit ümber hamba igemetaskusse, peaks niidi otsad jääma üksteise peale, see teeb retraktsiooniniidi eemaldamise lihtsamaks.
- Paigaldage retraktsiooniniit igemetaskusse (sulcus) metallist niidivijaga, et mitte vigastada igeme kinnituskudesid.
- Alustage retraktsiooniniidi paigaldamist interproksimaalsest pinnast, sest seal on igemetasku tavaliselt kõige sügavam ja liikuge kellaosuti suunas ümber hamba.
- Selleks, et saavutada veelgi parem igeme retraktsioon, võib niiti lahusega niisutada (Racestypine). Täpsem kirjeldus Racestypine kasutamise kohta on toodud lahuse kasutusjuhendis.
- Retraktsiooniniit tuleb eemaldada vahetult enne jäljendi võtmist välja arvatud juhul, kui kasutatakse nn kahe etapilist jäljendi võtmist.
- Selleks, et retraktsiooniniit kergemini ja valutult eemaldada, võib niiti eelnevalt niisutada (vesi).

## **Olulised märkused**

### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel**

- Pärast jäljendi võtmist, tuleb igemetaskut (sulcus) kindlasti kontrollida. Teha kindlaks, et igeme kinnituskoed ei ole viga saanud ja igemetaskusse ei ole jäänud retraktsiooniniidi jääke, mis võiks põletikku tekitada.
- Retraktsiooniniiti tohib kasutada ainult tervetel kudedel, st ige ei ole kahjustunud, veritsev või põletikuline.

### **Säilitamine**

Toodet tuleb säilitada kuivas kohas.

*Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis*

**Tootja:** Septodont (Prantsusmaa) [www.septodont.com](http://www.septodont.com)