



SEPTOJECT EVOLUTION süstlanõelad

Steriilsed ühekordsed hambaravinõelad patenteeritud skalpell- nõelaotsaga.



Näidustused

Kohaliku tuimestuse rutiinne manustamine hambaravis infiltratsiooni või intraligamentaarse süsti kaudu.

- Steriilsed ühekordsed silikooniga kaetud hambaravinõelad, millel on ainulaadne patenteeritud skalpellidisain: nõelaotsal on 25° lõikenurgaga asümmeetriline kaldserv.

Pakend

100 kahe otsaga mitte-steriliseeritavat ühekordset nõela.

Nõelte suurused:

- 0,3x 9mm (X-short)
- 0,3x 16mm
- 0,3x 25mm
- 0,4x 9mm (X-short)
- 0,4x 16mm
- 0,4x 25mm

Omadused ja eelised

- Skalpellidisainiga nõelaots lõikab, mitte ei rebi kude, tänu millele tuleb nõela sisestamiseks rakendada 29% vähem jõudu.
- See häirib vähem kude, mistõttu väheneb patsiendi ebamugavustunne.
- Rohkem keskele suunatud nõelaots vähendab nõela kõrvalekallet (nõela deformatsiooni) 32% ja võimaldab hambaarstil süstimist täpsemalt juhtida ja kontrollida. Nõela painutamine ja nüristamine on limiteeritud.
- Kõrgekvaliteediline roostevabast terasest nõel vähendab purunemisohtu.
- Optimaalseks kasutamiseks on nõelakulbile märgitud 2 nõelaotsa märki:
 - a) must nooleke- nõelaava tähis nõelaava lihtsamaks märkamiseks.
 - b) punane kastike- suunatähis, et jälgida nõela sisestamise ajal.

Kasutusjuhend

- Avage steriilne (tagumine) kork vahetult enne kasutamist, pöörates kahte ühilduvat korki vastassuunaliselt.
- Keerake eelkeermestatud nõel süstla eelkeermestatud kolvi külge.

- Eemaldage nõela plastkork vahetult enne süstimist. Seda saab kasutada uuesti nõela eemaldamiseks süstla küljest, et vältida torke riski.
- Visake kasutatud nõel torkekindlasse konteinerisse kõigi kehtivate meditsiinijäätmete regulatsioonide järgi.

Olulised märkused

HOIATUSED

- Ärge mitte kunagi pange nõelale korki tagasi käsitsi. Kasutage ainult hambaravis aktsepteeritud korgi tagasipaneku protseduure. Korgi tagasipanek käsitsi või kõverdunud või purunenud nõelale võib põhjustada tahtmatuid nõelatorkeid.
- Ärge painutage, lõhkuge ega muul viisil pingestage nõelu, sest see võib teile ja/või patsiendile põhjustada raskeid vigastusi.
- Ärge keerake nõela süstimise ajal süstlakulbi külge, sest nõelad võivad murduda ja patsiendi kudedesse jääda, olles potentsiaalselt raske püsiva vigastuse põhjuseks. Ärge kasutage lühikesi nõelu (< 30 mm), kui pehme koe eeldatav paksus on lähedane nõela pikkusega.
- Vältige tugevat survet ja nõela ülemäärast liigutamist süstimise ajal, sest see võib põhjustada nõela purunemist, mis võib põhjustada teile ja/või teie patsiendile raskeid vigastusi.
- Olge eriti valvas patsiendiga, kellel on nõelakartus või kes näib olevat eriti kartlik, kui muudate nõela asukohta süstimise ajal.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoida kasutusajani originaalpakendis.
- Lugege läbi süstevahendiga kaasas olevad kasutusjuhised.
- Kui sulgur (nõela tagumine kork) on katki, siis nõel EI OLE STERIILNE ning SEDA EI TOHI KASUTADA.
- Ainult ühekordseks kasutamiseks. See seade on ette nähtud kasutamiseks ühel patsiendil. Mistahes korduv kasutamine põhjustab teiste patsientide ja kasutaja jaoks kriitilisi riske, sealhulgas infektsioon ja traumat, sest nõel ei ole enam steriilne ja nõela purunemise risk on suurem.
- Kui on vajalik mitme ampulli kasutamine, siis vahetage iga ampulli järel ka nõela, et vähendada nõela kahjustumist /purunemist/paindumist.

1 patsient / 1 ampull / 1 nõel

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis

Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com